



Boehringer
Ingelheim

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø
Tlf.: 39 15 88 88
www.bivet-ca.nu

Equitop® Gonex – den som kan bevæge sig har ingen grænser

*Naturlig næring for leddene giver
bevægelse i særklasse*

Hvad er Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex er et naturligt fodertilskud, der er specielt udviklet til at støtte den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd. Equitop® Gonex tilfører ledstrukturene vigtige byggesten, og sørger for, at de kommer derhen, hvor de gør mest gavn.

Equitop® Gonex indeholder Gonex® med aktivt GLME (grønlæbet muslinge-ekstrakt), der bl.a. har et højt indhold af flerumættede fedtsyrer og en speciel glyco-genkombination.

Hvordan fungerer Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex tilfører ledstrukturene forskellige næringsstoffer, der er naturlige bestanddele i leddene, og dermed også essentielle byggesten for leddenes optimale funktion. Disse byggesten er både afgørende for stabilitet og elasticitet i sener og ledbånd, samt for ledbruskens støddæmpende funktion.

Equitop® Gonex indeholder desuden et specielt glyko-gen kompleks samt flerumættede fedtsyrer. Disse komponenter smører og hjælper leddet med at stå imod ydre påvirkninger og belastning. Således gavner Equitop® Gonex hestens led på flere forskellige måder.

Hvornår har min hest brug for Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex anbefales specielt til ungheste samt sports- og rideheste, idet deres led oftest er udsat for større belastning end normalt.

Equitop® Gonex kan med fordel anvendes til:

Føl og ungheste

Sportsheste og heste under stor belastning

Ældre heste og heste med ledbesvær

Equitop® Gonex styrker ledbrusken, der fungerer som støddæmper, og modvirker dermed sportsskader og overanstrengelser.





Doseringsvejledning

Hestens vægt Doseringsmål pr. dag

< 500 kg	½ mål (12.5g)
≥ 500 kg	1 mål (25 g)

Én bøtte rækker til 30 dages brug for en hest på 500 kg eller derovre.

Hvordan er kvaliteten på Equitop® Gonex?

Virkningen er ikke afhængig af GLME mængden, men af kvaliteten. Vores GLME er udelukkende baseret på kontrolleret opdræt af grønåbede muslinger i New Zealand, der bliver høstet, når koncentrationen af næringsstoffer er på sit højeste. Herefter bliver ekstraktet udvundet gennem en certificeret produktionsproces¹, der garanterer maksimal fysiologisk udbytte af næringsstofferne.

Hvordan fodrer jeg min hest med Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex er et rent naturprodukt, som de fleste heste frivilligt æder. Equitop® Gonex kan gives gennem hele hestens liv for at styrke sundheden i leddene.

Equitop® Gonex er ikke omfattet af nogen dopingrestriktioner.



Equitop Myoplast® - Power Pearls

Hvad er Equitop Myoplast®?

Equitop Myoplast® er et 100 % naturligt fodertilskud af allerhøjeste kvalitet udvundet fra alger. Equitop Myoplast® indeholder 18 specifikke aminosyrer i en unik sammensætning.

Hvordan fungerer Equitop Myoplast®?

Aminosyrer er naturlige byggesten i proteinsyntesen, der hjælper hesten med at opbygge muskler samt restituere skadet muskulatur. Visse aminosyrer producerer hesten selv, og andre må tilføres gennem foderet – såkaldte essentielle aminosyrer. Til trods for en korrekt udfodring med proteinrigt foder, findes der en risiko for mangel på visse aminosyrer, hvilket kan resultere i langsom tilvækst og svag muskulatur. Ved korrekt aminosyrebalance i foderet svarer muskulaturen bedre på træning, rekonvalecenstiden (behovet for hviletid) afkortes og hesten kan trænes mere frekvent.



Hvornår har min hest brug for Equitop Myoplast®?

Equitop Myoplast® anbefales til:

Intensive trænings- og konkurrenceperioder

Sæson starts træning

Ungheste i træning

Ældre heste med forhøjet proteinbehov

Følhopper

Ved skader og træningsophold

Hvordan fodrer jeg min hest med Equitop Myoplast®?

Equitop Myoplast® er udviklet som et velsmagende perlegranulat, hvilket hesten æder med god appetit. Equitop Myoplast® gives separat eller blandes med et normalt balanceret foder. Equitop Myoplast® skal gives i mindst én måned, og du kan forvente at se resultater indenfor 3-4 uger. I forbindelse med intensive trænings- og konkurrenceperioder, eller efter anbefaling af din dyrlæge, kan du vælge at udfodre under en længere periode eller regelmæssige intervaller.

Equitop Myoplast® er ikke omfattet af nogen doping-restriktioner, og kan derfor gives til heste både før, under og efter konkurrence.

Doseringsvejledning

Hestens vægt Doseringsmål pr. dag

< 500 kg	1 mål (25g)
≥ 500 kg	2 mål (50 g)

Én bøtte rækker til 4 ugers brug for en hest på 500 kg eller derovre.

Equitop Myoplast® blandes med det normale foder. Doseringen kan fordobles i perioder med intensiv træning og konkurrence.





Equitop Pronutrin® - holder maven i form

Hvad er Equitop Pronutrin®?

Equitop Pronutrin® er et diætisk fodertilskud, der bl.a. sammen med en korrekt fodring og management af hesten er med til at understøtte funktionen af mavesækkens slimhinde. De mekanismer, der beskytter maveslimhinden, er som regel nøje balancerede for at modvirke den ætsende egenskab af mavesyren. Denne følsomme balance kan sættes ud af funktion af fysisk eller psykisk stress, eller ved ukorrekt fodring. Dette kan lede til skader på maveslimhinden, der i sidste udstrækning kan føre til mavesår.

Hvordan fungerer Equitop Pronutrin®?

Den unikke kombination af pektinfiber, lecitin og glycerol, der findes i Equitop Pronutrin®, kaldes Apolec-tol®. Lecitin forstærker den hydrofobe (vandskyende) belægning på tarmvæggen²⁻³, mens pektin stabiliserer det beskyttende slimsekret^{3,4}. Desuden bidrager pektin til at øge bufferkapaciteten og hæve pH-værdien i maveindholdet. Lecitins hydrofobe egenskab er forbedret ved tilsætning af glycerol, en organisk alkohol.

Doseringsvejledning

50 g Equitop Pronutrin® pr. 100 kg

Graderet mål medfølger.

Ét mål modsvarer 250 kg hest.

Én bøtte rækker til 14 dages brug for en hest på 500 kg.

Hvornår har min hest brug for Equitop Pronutrin®?

Equitop Pronutrin® anbefales til alle heste med risiko for udvikling af mavesår, samt understøttende i forbindelse med en af dyrlæge igangsat behandling for mavesår. Equitop Pronutrin® kan også med fordel anvendes ved foderskift, fravænning af føl samt længerevarende rejser.

Det skal understreges, at Equitop Pronutrin® ikke kan bruges som erstatning for en korrekt og balanceret foderplan samt dyrlægeordineret medicinsk behandling af mavesår.

Hvordan fodrer jeg min hest med Equitop Pronutrin®?

Equitop Pronutrin® gives én gang dagligt i 2-4 uger, eller i henhold til dyrlægens anvisninger. Equitop Pronutrin® gives alene eller blandet med foderet. Hesten skal have fri tilgang til vand, da fibre suges en del væske.

Equitop Pronutrin® er ikke omfattet af nogen doping-restriktioner.



Hvad kan jeg forvente når jeg køber et EQUITOP fodertilskud fra Boehringer Ingelheim?

Værdi gennem Innovation

Vi er én af de førende virksomheder, når det gælder forskning indenfor og behandling af sygdomme. Siden 1885 har vi bygget et familieejet firma, der er dedikeret til menneskers og samfunds velfærd. Vi er et globalt medicinalfirma med en unik viden, uafhængighed og langsigtede perspektiver.

Vi tilstræber Værdi gennem Innovation. Vi indestår for det vi tror på og inspirerer andre til at gøre det samme. Vi søger at finde nye og bedre måder at gøre tingene på ved hele tiden at være på forkant med markedet.

Dette er bl.a. filosofien og idéen bag vores fodertilskud til heste:

”Den ansvarsfulde Ridesport”
- Træning og Holdbarhed

Hvad vores produkter kan tilbyde:

Boehringer Ingelheim er velkendt for dets konstante forsyning af innovative medicinske løsninger, især indenfor de områder, hvor der intet, eller kun i begrænset omfang, findes muligheder på markedet. Hos Boehringer Ingelheim har vi det formål at tilbyde fuldstændige valgmuligheder for langsigtede løsninger. Dette er grunden til, at vi har NCC (Natural Care Center) der kan tilbyde EQUITOP serien til heste. Vi mener, at vejen frem er at støtte og sikre optimal trivsel og præstation under de stigende krav, der stilles til sportshesten i dag.

Kvalitet i særklasse:

Boehringer Ingelheim er en af de få partnere ridesporten har, der kan tilbyde fodertilskud, der er fremstillet under kvalitetskontrol (QA/QC – quality assurance & quality control) såvel som GMP produktionsmetoder / ISO 9001 sammenlignelige med lægemidler. Dette, sammen med vores kompetence indenfor forskning generelt, er den absolutte fordel ved vores fodertilskud.

¹ Testet i henhold til GMP (Good Manufacturing Process).

Samme standardiserede vilkår gælder for fremstillingen af Equitop® Gonex som for GMP-certificeret fremstilling af lægemidler

² A. Kurinets, L. M. Lichtenberger (1993): Ulcer healing in Rats treated with Aspirin (ASA) compared with a Complex of ASA and Phosphatidylcholine (PC). Gastroenterology: Vol. 112, 4, p A186

³ S Lauffs (1998): Behandlung von Magenschleimhautläsion beim Pferd mit Pronutrin® - klinische und gastrokopische Untersuchungen. Med. Disp. Tierärztliche Hochschule Hannover

⁴ H Keiser-Nielsen (1947): Mucin. Med. Disp. Copenhagen University

